

核酸分離システム

QuickGeneシリーズ 年度末キャンペーン

対象期間 2025/2/3(月)~2025/3/19(水)まで

■ QuickGene-Auto12S 半額キャンペーン

標準価格：2,800,000円

キャンペーン価格 1,400,000円

※在庫限りとなります。



■ QuickGene-Mini480 導入キャンペーン

試薬8キットを一括購入で...

QuickGene-Mini480 1台が無償！
(標準価格：298,000円)

※新規導入のお客様限定となります。



QuickGene-Auto12S

最大12検体を同時処理できる全自動タイプ！

★プレパック試薬による、
コンタミネーションリスクの低減

★作業時間の短縮に貢献


★煩雑な前処理を効率化

★高純度・安定収量を実現

処理時間

例) 血液 DNA：血液サンプルから約25分
FFPE DNA：FFPE切片から約135分

プレパック試薬



専用試薬キット

	分離対象	型番	標準価格 (円)
DNA分離	血液	AS-DB	38,000
	組織, 細胞, 植物	AS-DT	38,000
	FFPE	AS-DF	62,000
	プラスミド	AS-PL	46,000
RNA分離	血液細胞	AS-RB	51,000
	組織	AS-RT	42,000
	細胞, ウイルス 植物	AS-RC AS-RCV	43,000
	FFPE	AS-RF	69,000
miRNA分離	血漿, 血清	AS-miR	43,000

QuickGene-Mini480

最大48検体を簡便・迅速に処理！

★高速遠心機が不要な抽出作業

★マルチチャンネルピペット対応

★オンサイトでも使用可能

★高純度・安定収量を実現

処理時間

例) 血液 DNA：血液サンプルから約90分

抽出工程



専用試薬キット

	分離対象	型番	標準価格 (円)
DNA分離	血液	DB-S	47,000
	組織, 細胞, 植物	DT-S	53,000
	プラスミド	PL-S2	29,000
RNA分離	血液細胞	RB-S	81,000
	組織, ウイルス	RT-S2	63,000
	細胞, 植物	RC-S RC-S2	63,000